

## Specifications

### NanoSight Sample Assistant

#### System

Capacidade de amostras:

96 x 2.0 mL deep well SBS footprint plate

Volume mínimo da amostra:

1000 µL per well

1-10 repeats per well, programmable

Contaminação cruzada:

<0.1%\*

Porta de comunicação:

USB 1.0

Potência:

95 – 240 Vac +/- 10%, 50-60 Hz

#### Weight and dimensions

Dimensões (L, P, A):

300mm x 510mm x 360mm

Peso:

19 kg

#### Operating environment

Temperatura:

10°C – 40°C Humidity : 20% - 80% non-condensing

Observações:

\*sample dependent