Parr Instrument Company

CARACTERISTICAS	6400 Calorímetro Automático Isoperibol	6200 Calorímetro Isoperibol	6100 Calorímetro Revestido (Camisa)	6050 Calorímetro Revestido (Camisa)	1341 Calorímetro Revestido Liso	6725 Calorímetro Semi-micro
Tipo Calorímetro	Isoperibol	Isoperibol	Compensado	Compensado	Estático	Estático
Ensaio (min)	1	6	6	6	25	6
Precisão (%)	0.10	0.05 – 0.10	0.10 – 0.20	0.20	0.30	0.40
Nº Vasos	< 4	< 4	< 4	< 8	1	< 4
Ensaios/h	6 – 7	4 – 8	4 – 8	4 – 6	2	3
Bomba e Vaso	Fixos	Amovíveis	Amovíveis	Amovíveis	Amovíveis	Bomba Amovível
Enchimento Vaso	Automático	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Enchimento Oxigénio	Automático	Automático	Automático	Automático	Manual	Manual
Lavagem de bombas	Automático	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Memória	1000 Ensaios	1000 Ensaios	1000 Ensaios	PC	Nenhuma	1000 Ensaios
Conexão Impressora	Internet ou USB	Internet ou USB	Internet ou USB	Via PC	Nenhuma ou USB	Internet
Conexão Balança	Internet ou USB	Internet ou USB	Internet ou USB	Via PC	Nenhuma ou USB	Internet
Conexão Rede	Internet	Internet	Internet	Via PC	Nenhuma	Internet
Resolução Temperatura	0.0001 °C	0.0001 °C	0.0001 °C	0.0001 °C	0.002 °C	0.0001 °C