
	Kinexus DSR+	Kinexus DSR	Kinexus DSR-E	Kinexus DSR-III
				
	Reómetro de cisalhamento dinâmico abrangente para atender aos exigentes requisitos da investigação, desenvolvimento de produtos e controlo de qualidade	Reómetro de cisalhamento dinâmico abrangente para atender aos exigentes requisitos da investigação, desenvolvimento de produtos e controlo de qualidade	Reómetro de cisalhamento dinâmico completo para atender aos exigentes requisitos de investigação, desenvolvimento de produtos e controlo de qualidade	Reómetro de cisalhamento dinâmico padrão para o setor de asfalto/betume
Medição	Viscosidade	Viscosidade	Viscosidade	Viscosidade
Gama de torque	1.0nNm - 225mNm	5.0nNm - 200mNm	10nNm - 200mNm	100nNm - 150mNm
Gama de Temperatura	-40°C - 300°C	-40°C - 300°C	-40°C - 300°C	-40°C - 300°C

Tecnologia	Reómetro - rotacional	Reómetro - rotacional	Reómetro - rotacional	Reómetro - rotacional