Parr Instrument Company

Série	Calorímetro	
6400	Isoperibol automático	Para laboratórios que exigem alto rendimento. Possui um subsistema de refrigeração em circuito fechado e alta automação. Design patenteado – "Quick Twist-Lock".
6200	Isoperibol	Modelo mais usual com design de remoção da bomba e do vaso. Ideal para o controlo de qualidade de alta precisão, pesquisa e desenvolvimento. Disponível várias opções de bombas.
6100	Compensado	Análise continuamente corrigida, em tempo real. Ideal para análises de carvão, trabalho de eliminação de resíduos, …
6050	Compensado	Novo modelo compacto controlado a partir de PC Preço/qualidade razoáveis. Possibilidade de sistema de camisa estática e enchimento automático de oxigênio.
1341	Casaca (???)	Confiável para uma variedade de amostras combustíveis sólidas e líquidas. Design simples, baixo custo. Ideal para baixa produtividade e mínima precisão, como triagem de amostras e educação.
6725	Semimicro	Invólucro estático compacto para pequenas amostras. Ideal biologia marinha, e outras aplicações em que a amostra disponível é limitada.
6755	Calorímetro de solução	Ideal para laboratórios que medem alterações de entalpia produzidas por reações químicas em solução.
6765	Calorímetro de combinação	Ideal para ensaios de calorimetria de solução e bomba de oxigénio semimicro. Ideal para educação de físico-química. Disponíveis sistemas de conversão.
6750	Interface aproximada	Interface com sistema avançado de microprocessador que simplifica a recolha, armazenamento, cálculo e relatório de dados necessários. Ideal para carvão, coque e combustível.
6772	Termómetro Calorimétrico	Sistema de medição de temperatura de alta precisão (compatível com 1341, 6725 e 6755). Inclui um sistema de ignição e saída do motor do agitador.
6790	Detonação	Ideal para medir o calor da detonação para pesquisa do desempenho de explosivos. Amostras até 20 g. Câmara de combustão esférica.


6400


6200


6100


6050


1341


6725


6755


6765


6750


6772


6790